

## Controindicazioni

1. Ai portatori di pacemaker, defibrillatori o altri impianti elettronici è consigliato l'utilizzo della sola modalità continua e di evitare quella pulsata.
2. In caso di utilizzo di farmaci fotosensibilizzanti chiedere prima un parere medico.
3. Interrompere immediatamente i trattamenti in caso di ipersensibilità.

## Avvertenze

Questo è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse e altri problemi di funzionamento:

- Non schiacciare o danneggiare il dispositivo.
- Non lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo, la spina o qualunque altra parte appaiono danneggiate o bagnate.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di superfici riscaldate.
- Per riporre il dispositivo, utilizzare l'imballaggio in dotazione in modo da proteggerlo da eventuali danni.

## Avvertenze

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Non utilizzare l'apparecchio su ferite aperte.
3. Questo prodotto contiene neoprene. Se siete allergici al neoprene non utilizzate questo prodotto senza aver prima consultato un medico.
4. Non utilizzare linimenti pomateo unguenti contenenti ingredienti che producono calore, poiché potrebbero causare ustioni alla pelle.
5. Non utilizzare alcun oggetto per coprire il dispositivo durante l'uso.

## Disclaimer

Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, curare o prevenire malattie. Non rilasciamo dichiarazioni o garanzie in merito alla capacità di questo prodotto di curare qualsiasi condizione fisica, cutanea o mentale.

Attenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità legale per reclami effettuati a causa di problemi di sicurezza causati da un uso improprio.



# Asteroid

## 2IN1 Trattamenti luminosi di precisione

Grazie per aver acquistato questo prodotto  
Per sfruttare pienamente le prestazioni in  
completa sicurezza, attenersi alle modalità di  
utilizzo specificate nel manuale.

In caso contrario, l'azienda non si assumerà alcuna  
responsabilità.

<https://shop.evolutamente.it/>  
<https://elioslamp.com>

## 2 IN 1 FOTOBIMODULAZIONE DI PRECISIONE



Il dispositivo per la fotobiomodulazione di precisione è indicato per le persone che soffrono di dolori o infiammazioni del cavo orale e dell'orecchio, che hanno bisogno di alleviare rigidità e indolenzimenti muscolari, dolori articolari o che necessitano di una guarigione più rapida dopo un infortunio. È indicato anche per gli animali domestici.

④

### Cosa ottieni



1x Dispositivo luminoso

1x Punta di precisione

2x batterie

1x cavo USB

1x Caricabatterie

1x Cavo per appendere

1x Panno per pulire

### Caratteristiche

Dimensioni della scatola	16, 8 x 14, 4 x 6 cm	Caricabatterie	Supporto + cavo USB
Dimensioni del dispositivo	13 x 3 cm	Ingresso USB	DC5V2AMAX
Peso del prodotto	0, 42 Kg	LED	5 diodi LED
Potenza	Max 15W	Lunghezze d' onda	460nm (blu), 630nm (arancio-rosso), 660nm (rosso), 850 nm (NIR), 940nm (NIR)

⑤

### Suggerimenti

1. Inserire la punta di precisione nell'adattatore.
2. Rimuovere la lente protettiva.
3. Installare la punta di precisione.
4. Rimuovere il piccolo cappuccio protettivo rosso all'estremità del puntale di precisione.



### Come usare

- ◆ La distanza ottimale di utilizzo è di 2,5-7,5 cm.
- ◆ Durata della seduta: 5-10 minuti per volta, due o tre volte al giorno.
- ◆ La ricarica completa richiede 4-5 ore, sufficienti per 15 giorni.

### Modello leggero

- ON: premere il pulsante 1 volta.  
 OFF: premere il pulsante 9 volte.  
 Prima pressione: TUTTI I LED si accendono in modalità continua.  
 Seconda pressione: TUTTI I LED in modalità pulsata.  
 Terza pressione: Luce rossa (630+660) continua.  
 Quarta pressione: Luce rossa pulsata.  
 Quinta pressione: Luce NIR (850+940) continua.  
 Sesta pressione: Luce NIR pulsata.  
 Settima pressione: Luce blu(460nm) continua  
 Ottava pressione: Luce blu pulsata.  
 Nona pressione: OFF.

③