



CONTACT INFO

✉ magazzino@evolutamente.it

🌐 www.elioslamp.com

🌐 www.evolutamente.it



USER MANUAL

NOVA BRUSH


SONIC ELECTRIC
TOOTHBRUSH
WITH LED TECHNOLOGY

SPAZZOLINO
ELETTRICO SONICO
CON TECNOLOGIA LED

2 IN 1 CLEANING &
WHITENING



ENGINEERED BY
EVOLUTAMENTE



USER MANUAL

NOVA BRUSH

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH
WITH LED TECHNOLOGY



Before using the device, please carefully read the manual to know all the functions to ensure safe use.

1. Electrical Safety: Never use near water, do not touch the power plug with wet hands, and do not charge in the bathroom. If the charger falls into water, unplug immediately without touching it.
2. Do Not Modify: Do not disassemble, modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Contact a service center for repairs.
3. Proper Use Only: This product is designed to clean teeth, gums and tongue only. Discontinue use and consult a dentist if discomfort or pain occurs.
4. Keep Away from Children: This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children.
5. Maintenance: Replace the brush head every 3 months. Do not use if the product, cable or plug appears damaged in any way.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

<i>How it works</i>	1
<i>Technical specifications</i>	3
<i>What's in the box</i>	4
<i>Operating modes</i>	5
<i>Usage Protocols</i>	7
<i>Maintenance and care</i>	8
<i>Warranty and support</i>	9
<i>Problem Solving</i>	10

INDICE

ITALIANO

<i>Come funziona</i>	13
<i>Specifiche tecniche</i>	15
<i>Contenuto della scatola</i>	16
<i>Modalità operative</i>	17
<i>Protocolli d'uso</i>	19
<i>Manutenzione e cura</i>	20
<i>Garanzia e supporto</i>	21
<i>Risoluzione dei problemi</i>	22

1 HOW IT WORKS

EN

LED phototherapy plays a fundamental role in advanced oral hygiene, influencing not only surface cleaning but also deep oral health, bacterial control and overall gum well-being.

The dual interchangeable head system allows you to choose the most suitable LED therapy for your oral needs, combining advanced sonic vibration with targeted phototherapy.

RED LED HEAD

Anti-inflammatory and Regenerative Therapy

Red light triggers a photochemical reaction that:

- Improves blood circulation in the gums
- Strengthens local immune response
- Stimulates collagen production
- Accelerates gum tissue recovery
- Reduces inflammation and swelling

Ideal for: gingivitis, bleeding, sensitivity, post-dental treatment recovery

BLUE LED HEAD

Antibacterial and Whitening

Therapy Blue light acts on:


- Elimination of oral pathogenic bacteria
- Prevention of plaque formation
- Control of microbial proliferation

- Whitening effect on surface stains
- Maintenance of oral hygiene

Ideal for: daily hygiene, cavity prevention, whitening, fresh breath

HIGH FREQUENCY SONIC VIBRATION

With 38,400 movements per minute, sonic technology completes the LED phototherapy action by effectively removing plaque, reaching interdental spaces and stimulating gum microcirculation.



2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

LED TECHNOLOGY	Red Light + Blue Light
LED PER HEAD	6 LED
VIBRATION FREQUENCY	38,400 rpm
BRUSHING TIME	2 minutes (2x/day)
OPERATING MODES	4 (Clean, Sensitive, Polish, White)
CHARGING VOLTAGE	5V
BATTERY LIFE	Up to 4 weeks (2x/day)
CHARGING PORT	USB

3 WHAT'S IN THE BOX

EN


1. MAIN BODY



2. INTERCHANGEABLE HEADS



3. USB CABLE



4. CHARGING BASE




4 OPERATING MODES

To select a mode, press the button until the desired indicator lights up.

Each mode lasts 2 minutes with pauses every 30 seconds to guide cleaning of the 4 mouth quadrants.

The memory function retains the last mode used.



BUTTON FUNCTIONS GUIDE

1 CLEAN - Standard Cleaning

Basic mode for effective plaque removal. Perfect for daily morning and evening use.

Recommended combinations:

- BLUE Head: daily hygiene and prevention
- RED Head: after dental treatments or for delicate gums.

2 SENSITIVE - Gentle Mode

Reduced vibration for sensitive teeth and gums. Ideal for those who find sonic vibrations too intense.

Recommended combinations:

- RED Head: acute gingivitis, bleeding, inflammation
- BLUE Head: dental sensitivity, first weeks of use

3 POLISH - Quick Polishing

Rapid oscillating movement to polish tooth surface. Optimizes whitening effect and brightness.

Recommended combinations:

- BLUE Head: extra treatment for incisors and visible teeth.
- Use once daily, preferably in the evening

4 WHITE - Intensive Whitening

Maximum power to remove stubborn stains from coffee, tea, red wine and smoke.

Recommended combinations:

- BLUE Head: 4-week whitening program.
- Use with whitening toothpaste or gel for optimal results.

5 USAGE PROTOCOLS

SYMPTOMS	HEAD	MODE
Daily hygiene	Blue	Clean
Gingivitis	Red	Sensitive
Inflammation	Red	Sensitive
Maintenance	Blue + Red	Clean
Intensive whitening	Blue	White + Polish
Gum sensitivity	Red	Sensitive
Dental sensitivity	Blue	Sensitive

6 MAINTENANCE AND CARE

EN

FIRST USE

1. Fully charge the battery (approximately 4 hours)
2. Choose the appropriate head for the desired protocol
3. Insert the head onto the handle until you hear the click
4. Wet the bristles and apply toothpaste

CORRECT USE

1. Position the bristles at 45° on the gum line
2. Press the button to turn on and select the mode
3. Gently guide the toothbrush without pressing hard
4. Pauses every 30 seconds indicate when to change quadrant
5. After 2 minutes the device turns off automatically

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After each use: rinse head and bristles under running water
2. Once a week: clean the LEDs with a slightly damp cotton swab
3. Do not immerse the handle in water
4. Dry the heads after use and store vertically

BATTERY CHARGING

1. Use only the supplied charger (5.7V)
2. Flashing red indicator = charging
3. Solid blue indicator = fully charged
4. DO NOT use during charging

7 WARRANTY AND SUPPORT

Dear Customers,

Thank you for choosing our product. Customer satisfaction is our primary commitment. For your peace of mind, we offer:

- A limited 2-year warranty from the date of purchase
- Warranty coverage starts from the purchase date indicated on your invoice
- Please keep the original invoice for any warranty claims

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty does not cover:

- Damage caused by improper operation or use
- Malfunctions caused by disassembling the device
- Malfunctions or damage caused by accidents or human activities (scratches, water immersion, or unauthorized parts replacement)
- Damage caused by natural disasters

For technical issues, malfunctions or warranty requests, please contact:

Email: magazzino@evolutamente.it



Avoid Rain



Fragile



Up



Disposal



CE Mark



Avoid Heat

8 PROBLEM SOLVING

EN

FAULT	CAUSE	SOLUTION
Device does not turn on	• <i>Battery discharged</i>	1. <i>Hold power button 2 sec 2.</i> 2. <i>Fully charge</i> 3. <i>Turn on after charging</i>
No light emission or weak emission	• <i>Head not inserted properly</i>	1. <i>Turn off device</i> 2. <i>Reinsert until click</i> 3. <i>Try again</i>
Cracks in body or treatment window	• <i>Physical damage (drops, impacts) or internal malfunction</i>	1. <i>Stop use immediately</i> 2. <i>Contact customer service</i> 3. <i>DO NOT attempt to use</i>

MANUALE D'USO

NOVA BRUSH

**SPAZZOLINO ELETTRICO SONICO
CON TECNOLOGIA LED**

1 COME FUNZIONA

La fototerapia LED svolge un ruolo fondamentale nell'igiene orale avanzata, influenzando non solo la pulizia superficiale ma anche la salute profonda del cavo orale, il controllo batterico e il benessere generale delle gengive.

Il sistema a doppia testina intercambiabile permette di scegliere la terapia LED più adatta alle tue esigenze orali, combinando vibrazione sonora avanzata con fototerapia mirata.

TESTINA CON LED ROSSO

Terapia Antinfiammatoria e Rigenerante

La luce rossa innesca una reazione fotochimica che:

- Migliora la circolazione sanguigna nelle gengive
- Rinforza la risposta immunitaria locale
- Stimola la produzione di collagene
- Accelera il recupero dei tessuti gengivali
- Riduce l'infiammazione e il gonfiore

Ideale per: gengiviti, sanguinamento, sensibilità, recupero post-trattamenti dentali

TESTINA CON LED BLU

Terapia Antibatterica e Sbiancante

La luce blu agisce su:


- Eliminazione dei batteri patogeni orali

- Prevenzione della formazione di placca
- Controllo della proliferazione microbica
- Effetto sbiancante su macchie superficiali
- Mantenimento dell'igiene orale

Ideale per: igiene quotidiana, prevenzione carie, sbiancamento, alito fresco

VIBRAZIONE SONICA AD ALTA FREQUENZA

Con 38.400 movimenti al minuto, la tecnologia sonora completa l'azione della fototerapia LED rimuovendo efficacemente la placca, raggiungendo gli spazi interdentali e stimolando la microcircolazione gengivale.




2 SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED	Luce Rossa + Luce Blu
LED PER TESTINA	6 LED
FREQUENZA VIBRAZIONE	38.400 rpm
TEMPO DI SPAZZOLAMENTO	2 minuti (2x al giorno)
MODALITÀ OPERATIVE	4 (Clean, Sensitive, Polish, White)
TENSIONE DI CARICA	5V
AUTONOMIA	Fino a 4 settimane (2x/giorno)
PORTA DI RICARICA	USB

3 CONTENUTO DELLA SCATOLA


1. CORPO PRINCIPALE



2. TESTINE INTERCambiabili



3. CAVO USB



4. BASE DI RICARICA




4 MODALITÀ OPERATIVE

IT

Per selezionare una modalità, premere il pulsante fino a quando si accende l'indicatore desiderato.

Ogni modalità dura 2 minuti con pause ogni 30 secondi per guidare la pulizia dei 4 quadranti della bocca.

La funzione memoria mantiene l'ultima modalità utilizzata.



GUIDA ALLE FUNZIONI DEL PULSANTE

1 CLEAN - Pulizia Standard

Modalità base per la rimozione efficace della placca.

Perfetta per l'uso quotidiano mattina e sera.

Abbinamenti consigliati:

- Testina BLU: igiene quotidiana e prevenzione
- Testina ROSSA: dopo trattamenti dentali o per gengive delicate

2 SENSITIVE - Modalità Delicata

Vibrazione ridotta per denti e gengive sensibili. Ideale per chi trova le vibrazioni soniche troppo intense.

Abbinamenti consigliati:

- Testina ROSSA: gengiviti acute, sanguinamento, infiammazione
- Testina BLU: sensibilità dentale, prime settimane di utilizzo

3 POLISH - Lucidatura Rapida

Movimento oscillante rapido per lucidare la superficie dentale. Ottimizza l'effetto sbiancante e la brillantezza.

Abbinamenti consigliati:

- Testina BLU: trattamento extra per incisivi e denti visibili.
- Usare 1 volta al giorno, preferibilmente la sera

4 WHITE - Sbiancamento Intensivo

Potenza massima per rimuovere macchie ostinate da caffè, tè, vino rosso e fumo.

Abbinamenti consigliati:

- Testina BLU: programma sbiancante di 4 settimane. Usare con dentifricio o gel sbiancante per risultati ottimali

5 PROTOCOLLI D'USO

SINTOMI	TESTINA	MODALITÀ
Igiene quotidiana	Blu	Clean
Gengivite	Rossa	Sensitive
Infiammazione	Rossa	Sensitive
Mantenimento	Blu + Rossa	Clean
Sbiancante intensivo	Blu	White + Polish
Sensibilità gengivale	Rossa	Sensitive
Sensibilità dentale	Blu	Sensitive

6 MANUTENZIONE E CURA

IT

PRIMO UTILIZZO

1. Caricare completamente la batteria (4 ore circa)
2. Scegliere la testina appropriata al protocollo desiderato
3. Inserire la testina sul manico fino a sentire il click di aggancio
4. Bagnare le setole e applicare dentifricio

UTILIZZO CORRETTO

1. Posizionare le setole a 45° sulla linea gengivale
2. Premere il pulsante per accendere e selezionare la modalità
3. Guidare delicatamente lo spazzolino senza premere forte
4. Le pause ogni 30 secondi indicano quando cambiare quadrante
5. Dopo 2 minuti il dispositivo si spegne automaticamente

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Dopo ogni uso: sciacquare testina e setole sotto acqua corrente
2. 1x/settimana: pulire i LED con cotton fioc leggermente umido
3. Non immergere il manico in acqua
4. Asciugare le testine dopo l'uso e conservarle in posizione verticale

RICARICA BATTERIA

1. Utilizzare solo il caricatore fornito (5.7V)
2. Indicatore rosso lampeggiante = in carica
3. Indicatore blu fisso = carica completa
4. NON usare durante la ricarica

7 GARANZIA E SUPPORTO

Gentili Clienti,
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La soddisfazione del cliente è il nostro impegno principale. Per la vostra tranquillità, offriamo:

- Una garanzia limitata di 2 anni dalla data di acquisto
- La copertura della garanzia inizia dalla data di acquisto indicata sulla vostra fattura
- Si prega di conservare la fattura originale per eventuali richieste di garanzia

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non copre:

- Danni causati da funzionamento o uso improprio. Malfunzionamenti causati dallo smontaggio del dispositivo.
- Malfunzionamenti o danni causati da incidenti o attività umane (graffi, immersione in acqua o sostituzione non autorizzata di parti).
- Danni causati da calamità naturali.

Per problemi tecnici, malfunzionamenti o richieste di garanzia, si prega di contattare:

Email: magazzino@evolutamente.it



8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

GUASTI	CAUSE	SOLUZIONE
IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE	• Batteria scarica	1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi 2. Caricare completamente il dispositivo 3. Accendere il dispositivo dopo la ricarica
NESSUNA EMISSIONE DI LUCE O EMISSIONE DEBOLE	• Testina non inserita bene	1. Spegnerne il dispositivo 2. Reinserire fino al click 3. Riprovare
CREPE NELLA SCOCCA O NELLA FINESTRA DI TRATTAMENTO	• Danni fisici (cadute, urti) • Malfunzionamento interno	1. Interrompere immediatamente l'uso 2. Contattare il servizio clienti per assistenza 3. NON tentare di utilizzare il dispositivo